

Насадки к аппарату Piezomed



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
быстро,
ТОЧНО,
деликатно



Эффективно и атравматично.

Насадки для обработки костной ткани


B1

Мелкозубая пилка для тонких разрезов, с малой потерей костной ткани при заборе костных блоков.



B2R, B2L

Мелкозубая насадка для горизонтальных разрезов с малой потерей костной ткани, в труднодоступных местах. Доступна насадка изогнутая вправо и влево.



B3

Острая насадка для моделирования и формирования контура поверхности кости, а также для сбора костной стружки.



B4

Острое долото для расщепления альвеолярного гребня.



B5

Острый скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.



B6, B7

Специальная пилка для тонких и глубоких разрезов. Особенно подходит для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба и резекции верхушки корня зуба.



Насадки для пародонтологии и для удаления зубов

P1

Насадка для удаления поддесневых отложений. Идеально подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.



P2RD

Изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.



P2LD

Изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.



EX1

Насадка для атравматичного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.



EX2

Насадка для атравматичного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.



Эндодонтические насадки для ретроградной обработки корневого канала.

R1D

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



R2RD

Слегка изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



R2LD

Слегка изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



R3D

Угловая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



R4RD

Сильно изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



R4LD

Сильно изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадки для латерального синус-лифтинга


S1

Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.



S2

Насадка округлая с алмазным покрытием, для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.



S3

Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Защита слизистой от перегрева благодаря наличию «подушки» из охлаждающего раствора.



S4

Насадка с закругленными краями для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.



S5

Насадка с закругленными краями для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.



Насадки к аппарату Piezomed от компании W&H

Для получения дополнительной информации о насадках к аппарату Piezomed от компании W&H сфотографируйте Вашим мобильным телефоном QR-код



Фотографии служат только для иллюстрации. Дополнительное оборудование и аксессуары, которые показаны, не включены в стандартный набор.

Охлаждение именно там, где это необходимо

Подача охлаждающей жидкости через насадку вблизи области лечения гарантирует оптимальное охлаждение инструмента и обрабатываемой твердой ткани.



Набор насадок "Bone"
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



Набор насадок "Pano"
P1, P2RD, P2LD



Набор насадок "EX"
EX1, EX2



Набор насадок "Endo"
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD



Набор насадок Sinus "SPECIAL"
S1, S2, S3, S4, S5




Новые насадки к аппарату Piezomed от компании W&H, устройство для смены насадок и подставка для насадок могут подвергаться термодезинфекции и стерилизации.

Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Авторизованный дилер:



г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала д. 14, к. 4
zakaz@apexdental.ru
8 (800) 777-94-56